

# Muayene Aydınlatma'da Yeni Nesil LED Teknolojisi

YENİ  
ÜRÜN

Derungs

**Güvenilir Kol Yapısı**  
IEC 60601 standartına sahip

**Kaliteli Kol Sistemi**  
Dayanıklı, güvenilir ve sağlam  
kol sistemi

**Gümüş İyonlarla Kaplı**  
Işık kontrol sistemi

**Renk Değişimi 3 500 K / 4 500 K**  
Ayarlanabilir ışık sistemi



**Yüksek kaliteli bileşenler**  
Dayanıklı ve uygun

**Kolay konumlandırma  
ve kitleme**  
Ayarlanabilir kol yapısı

**Optimum Işık**  
Ø 21 cm, 60 000 lx / 0.5 m, Ra > 95, R13 > 93  
4 ışık seviyesi

**360° Döndürülebilir Başlık**  
Işığın maksimum kullanılabilirliği

**Kullanım Opsiyonları**  
tavana monte, tekerlekli ayak  
raya monte, duvara monte  
masaya monte



- muayene odası
- sac ekim odası
- acil servis

- yoğun bakım ünitesi
- neonatoloji
- jinekoloji

- pratisyen
- dermatolog
- kulak burun boğaz



reddot award 2014  
winner